

GEL INFUSION GAINANTE

COMPATIBLE AVEC TOUS LES APPAREILS À HAUTE FRÉQUENCE

Formulé pour favoriser la production de collagène, tout en tenant compte des besoins des peaux matures et des changements hormonaux correspondants, grâce à la présence d'isoflavones (également appelées phytoœstrogènes) contenus dans l'extrait de trèfle rouge.

Contrairement à 99 % des gels conducteurs sur le marché qui fonctionnent simplement comme des conducteurs de contact, notre gel offre un véritable avantage supplémentaire aux peaux matures qui ont généralement besoin de traitements de type œstrogène.

100 % sans huile, sans alcool et sans silicones.



Réf. 1520C – 500 ml

PROPRIÉTÉS

- Favorise la production de collagène
- Hydrate les couches supérieures de la peau

PROFIL CONSOMMATRICE

- Convient à toutes les clientes qui suivent un traitement amincissant, drainant ou raffermissant à haute fréquence.

TECHNOLOGIE

60 % DE GLYCÉRINE (QUALITÉ PHARMACEUTIQUE)

Hydrate les couches supérieures de l'épiderme et garantit un bon glissement des parties métalliques conductrices de l'appareil.

EXTRAIT DE TRÈFLE ROUGE

L'astuce pour les peaux matures dans la formule !

Traditionnellement utilisé dans la pharmacopée naturelle pour apporter un équilibre au moment de la ménopause, il est une source de molécules de type œstrogène, précieuses pour contrer les pertes métaboliques liées à l'âge.

RITUEL

Appliquer sur la zone à traiter avant d'utiliser l'appareil à haute fréquence.
Suivre les instructions du fournisseur de l'appareil pour le traitement.